



Die Magie der Schönheit

Das kosmetologische Gerät
DiaDENS-KOSMO



Die Kunst der Schönheit...

Von den Autoren

Die Kunst der Schönheit und der Pflege des Gesichts und des Körpers ist jahrtausendealt. Aus der Geschichte ist bekannt, dass sich bereits Galenus, Cleopatra, Ovid und andere berühmte Menschen Schönheitsrezepte ausgedacht haben. Im Lauf der Zeit sind die meisten von ihnen verloren gegangen. Doch seien Sie sicher: Die meisten Menschen sind sich einig, dass der Verlust der alten kosmetischen Geheimnisse keinerlei Einfluss auf die Schönheit der modernen Frau hatte.

Heute hat sich die Wissenschaft von der Schönheit grundlegend verändert. Den ewigen Wunsch schön auszusehen kommen nun fundamental neue und sichere Technologien auf einer seriösen wissenschaftlichen Grundlage zu Hilfe.

Vorbei die Zeiten, als dem Puder noch Blei und Arsen zugesetzt wurde, um eine vornehme Blässe zu erhalten. Heute tropft sich niemand mehr Belladonna in die Augen, um ihnen einen geheimnisvollen Glanz und Tiefe zu verleihen. Trotzdem hat natürlich jede Frau ein Schönheitsrezept in der Familie — vielleicht sogar mehrere — das von Generation zu Generation weitergegeben wird. Aber es bleibt eben ein Geheimnis.

Von den Autoren: A.A. Safronov, N.B. Nikolajeva, S.A. Ovsjannikov

Redaktion: K.J. Tscherechmchin, A.A. Vlassov, M.W. Umnikova

Bilder: Maxim Smirnov, Alexej Wassiljev. Design: Katja Antonova, Anja Potapova

Inhalt

- ↳ *Einfach schön sein!*
- ↳ *DENS-Kosmetologie*
- ↳ *Gesichtsmasken in Farbe*
- ↳ *Schönheit ohne Reue*
- ↳ *Fragen und Antworten*



Die Haut

Gut zu wissen





Die Haut - gut zu wissen

Die Haut besteht aus drei Schichten: Oberhaut, Lederhaut und Unterhautfettgewebe.

Die **Oberhaut (Epidermis)** ist die oberste Hautschicht. Ihre Dicke ist je nach Körperregion unterschiedlich und hat Besonderheiten, die angeboren bzw. abhängig vom Lebensalter und Umweltfaktoren sein können. Die Oberhaut schützt die Haut vor verschiedenen schädlichen Einflüssen. Im Inneren der Oberhaut wird das Pigment Melanin gebildet, das für die Hautfärbung und für die Bräunung nach einem Aufenthalt in der Sonne verantwortlich ist.

Die **Derma (Lederhaut)** besteht aus Bindegewebsfasern, Hautzellen und der Grundsubstanz. Die Bindegewebsfasern (Elastin und Kollagen) sorgen für die Spannkraft und Elastizität der Haut. Tiefer gelegen sind Blutgefäße, Nervenenden, Talg- und Schweißdrüsen. Die Ausgewogenheit und Aktivität dieser Drüsen bestimmen den Hauttyp, die Kapazität zur Feuchtigkeitsspeicherung und die antibakteriellen Eigenschaften.



Die Schweißdrüsen sondern außerdem noch Wasser und Stoffwechselprodukte ab; damit sorgen sie für den Abtransport von Giftstoffen und schützen den Organismus vor Überhitzung. Die gesunde Haut ist durch ihre Drüsen perfekt vor negativen äußeren Einflüssen geschützt.

Das **Unterhautfettgewebe (Unterhaut)** besteht aus bindegewebigen Scheidewänden, zwischen denen sich die sogenannten Fettläppchen befinden. Auch in dieser Schicht gibt es eine Menge Blutgefäße und Nervenenden.

Unter dem Fettpolster liegen die **Muskeln**. Die Kontraktion der Muskeln führt zu einer Verbesserung der Durchblutung und des Lymphflusses, was wiederum die Verringerung von Fettablagerungen und Schwellungen und natürlich die Erhöhung der Hautspannung zur Folge hat. Sowohl die Verminderung als auch die Erhöhung des Muskeltonus können die Ursache für die Entstehung von tiefen Falten sein.

Einfach schön sein!

Die Basis der DENS-Kosmetologie



DiaDENS-Kosmo


- ✦ Natürlichkeit*
- ✦ Einfachheit*
- ✦ Wirksamkeit*





Einfach schön sein oder Die Basis der DENS-Kosmetologie

Sichtbare Zeichen der Hautalterung können bereits im Alter von 25 Jahren auftreten. Obwohl die Haut in diesem Alter noch voller Elastizität und Spannkraft ist, zeigen sich die ersten kleinen Fältchen um die Augen herum. Im Alter von 30–35 Jahren kommt es besonders bei fülligeren Frauen zu den ersten sichtbaren Veränderungen der Gesichtsforn — man könnte sagen, dass die Gesichtskonturen gewissermaßen „auseinanderfließen“. Bei schlanken Frauen entstehen in diesem Alter viele kleine Fältchen, obwohl die Haut trotzdem noch schön und ästhetisch aussieht. Mit Mitte 40 kommen dann meist noch Trockenheit und eine verminderte Elastizität der Haut hinzu.



Heute vermutet man den Hauptgrund für die Verschlechterung der Hautqualität in einer Störung der Durchblutung und des Lymphflusses in den kleineren Arterien, Venen, Kapillaren und Lymphgefäßen. Diese führt zu einer schlechteren Versorgung aller Hautschichten und zur Störung ihrer Stoffwechselprozesse. Mit anderen Worten — zur Hautalterung.

Um die Jugend der Haut zu verlängern und die Schönheit lange Zeit zu erhalten, braucht es nicht viel — rechtzeitige Pflege und hochwertige Regeneration. Die Haut lässt normalerweise nichts durch ihre Oberfläche: keinen Staub, keinen Schmutz, aber — leider — auch keine aufbauenden Nährstoffe. Deshalb ist es die wichtigste Aufgabe der Kosmetologie, die tieferen Hautschichten wirksam mit Nährstoffen, Feuchtigkeit und anderen wichtigen Stoffen zu versorgen.



Sichtbares Ergebnis - bereits nach der ersten Behandlung!

Speziell zu diesem Zweck wurde [DiaDENS-Kosmo](#) entwickelt — ein Gerät, das die Gesichtshaut ganz bequem zu Hause pflegt: Auf natürlichem Weg erhält Ihre Haut hochwertige Pflege und Schutz, das Hautbild wird schnell verbessert und die Gesundheit der Haut auf lange Zeit erhalten.

DENS-Kosmetologie

DiaDENS-Kosmo anwenden





*Ihre Haut wird nicht nur schön,
sondern auch gesund!*



DENS-Kosmetologie mit DiaDENS-Kosmo

DiaDENS-Kosmo wirkt durch die Anwendung elektrischer Impulse von niedriger Stromstärke und niedriger Frequenz. Die elektrischen Impulse verbessern die Durchblutung, verstärken den Abtransport von Giftstoffen und aktivieren den Hautstoffwechsel: Die Haut sieht natürlich, gesund und schön aus.

DiaDENS-Kosmo ist sehr einfach in der Anwendung. Es verfügt über zwei vollautomatische Programme: „Pflege“ und „Lymphdrainage“. Ein Programm dauert nur 15 Minuten. Dabei ist zu beachten, dass nach Ende der Behandlung ein Langzeitwirkung eintritt, die bis zu einigen Stunden andauern kann. Und bereits nach einigen Behandlungen kann man einen deutlichen kosmetischen Effekt sehen. Bei regelmäßiger Anwendung schützt das Gerät zuverlässig vor vorzeitiger Hautalterung. Die einzelnen Behandlungen ermöglichen dabei eine Langzeitwirkung, die auch nach ihrer Beendigung anhält. Der Langzeiteffekt ist sogar noch größer als der unmittelbare.

Die Programme von DiaDENS-Kosmo zeichnen sich durch ihre hohen Sicherheitsstandards aus und haben praktisch keinerlei Nebenwirkungen; deshalb kann das Gerät dauerhaft und bequem zu Hause angewendet werden.

DAS PROGRAMM „PFLEGE“

- ✦ erhöht die Aufnahme der wirksamen Bestandteile von kosmetischen Masken
- ✦ hilft der Haut zu atmen und erhält sie länger glatt und elastisch.
- ✦ kann für schnelle kosmetische Ergebnisse und auch zur dauerhaften prophylaktischen Basispflege der Haut verwendet werden.

DAS PROGRAMM „LYMPHDRAINAGE“

- ✦ wirksam gegen Blutstau und Lymphstau
- ✦ kräftigt Gewebe und Muskeln, verleiht der Haut Straffheit und Spannkraft
- ✦ kann zum Lifting und zur Verringerung von Schwellungen der Gesichtshaut angewendet werden
- ✦ erhöht die Aufnahme der wirksamen Bestandteile von kosmetischen Masken



Gesichtsmasken in Farbe

3 Masken für jedes Alter



Die Gesichtsmasken wurden so ausgewählt, dass die Bedürfnisse aller Hauttypen berücksichtigt werden: Pflege, Versorgung mit Feuchtigkeit oder der Kampf gegen die ersten Zeichen der Hautalterung

Dermatologisch getestet

DiaDENS-Kosmo

- ✦ *Verstärkung der Mikrozirkulation*
- ✦ *Verbesserung des Zellstoffwechsels*
- ✦ *Regeneration des Muskeltonus*

Schönheit und gute Laune!



Gesichtsmasken in Farbe Für jedes Alter

Als Kontaktmedium bei der Behandlung mit dem **DiaDENS-Kosmo** werden textile Nährmasken verwendet, die im Hinblick auf die Kombination mit den Anwendungen des **DiaDENS-Kosmo** sorgfältig ausgewählt und klinisch geprüft wurden.

Durch die textilen Nährmasken, die zusammen mit dem **DiaDENS-Kosmo** angewendet werden, kommt es nicht nur zu einem schnell sichtbaren Ergebnis nach der Behandlung, sondern auch zu langandauernden positiven Hautveränderungen. Die Bandbreite der Nährstoffe in den Gesichtsmasken potenziert (verstärkt) die kosmetischen und heilenden Effekte der Behandlungsprogramme außerordentlich.

Bitte beachten Sie: Vor dem Auflegen der Maske auf das Gesicht muss die Verträglichkeit geprüft werden: Eine kleine Menge der Maskensubstanz auf die Innenseite des Unterarms auftragen. Wenn Sie nach einigen Stunden Einwirkzeit keine Hautrötungen feststellen, kann die Gesichtsmaske bedenkenlos angewendet werden.



Maske 1 — feuchtigkeitsspendend und reinigend

Das ist die universelle bzw. Basismaske für alle **DiaDENS-Kosmo** — Programme, da sie Aloe-Extrakt enthält. Die Aloe ist für ihre feuchtigkeitsspendende, reinigende und die Zellregeneration stimulierende Wirkung weithin bekannt. Kann für alle Hauttypen angewendet werden.



Maske 2 — Nährmaske mit Kaviarextrakt

Der hohe Nährstoffgehalt der Maske entsteht aus der Kombination aus Kaviarextrakt mit Meeresalgen. Die „Apotheke vom Meeresgrund“ stimuliert die Hautdurchblutung, verbessert den Zellstoffwechsel, reguliert den Hormongehalt der Haut und die Tätigkeit der Talgdrüsen. Kaviar aktiviert die Produktion von Kollagen, das für die Elastizität und Spannkraft der Haut verantwortlich ist. Er wird als Mittel gegen die Hautalterung angewendet.



Maske 3 — Anti-Age — Gesichtsmaske mit Extrakt aus Schwalbennest

Der Nährstoff-Feuchtigkeitskomplex des Extrakts aus Schwalbennest und Arbutin wirkt der Hautalterung entgegen: er behandelt unerwünschte Pigmente, sorgt für einen ebenmäßigen Teint, glättet vorhandene und verhindert die Bildung von neuen Falten, macht die Haut weich und sorgt für einen Lifting-Effekt.



Schönheit ohne Reue

Praktische Tipps für Einsteiger in die DENS-Kosmetologie

Die DENS-Behandlung ist zwar heute weit verbreitet und hochwirksam, dennoch ist die DENS-Kosmetologie noch eine junge Wissenschaft mit Erklärungsbedarf. Das betrifft natürlich vor allem die praktische Anwendung des DiaDENS-Kosmo. Hier sind einige Anleitungen zur praktischen Anwendung



Praktische Tipps für Einsteiger in die DENS-Kosmetologie oder Schönheit ohne Reue

Das Programm „Basis intensiv“

Systematische Gesichtspflege für drei Altersgruppen

Bis 30 Jahre

Zyklus I	Tag 1:		Programm „Pflege“	+		Maske 1 – Feuchtigkeitsspendend und reinigend
	Tag 2:		Programm „Pflege“	+		Maske 2 – Nährmaske mit Kaviarextrakt
			einmal täglich, Zyklus 3 Mal wiederholen			
Zyklus II	1 Mal pro Woche		Programm „Pflege“	+	 	Maske 1 oder Maske 2

30-45 Jahre

Zyklus I	Tag 1:		Programm „Pflege“	+		Maske 1 – Feuchtigkeitsspendend und reinigend
	Tag 2:		Programm „Pflege“	+		Maske 2 – Nährmaske mit Kaviarextrakt
	Tag 3:		Programm „Pflege“	+		Maske 1 – Feuchtigkeitsspendend und reinigend
	Tag 4:		Programm „Pflege“	+		Maske 3 – Anti-Age – Gesichtsmaske mit Extrakt aus Schwalbennest
einmal täglich, Zyklus 3 Mal wiederholen						
Zyklus II	1 Mal pro Woche		Programm „Pflege“	+		Maske 1 – Feuchtigkeitsspendend und reinigend
	1 Mal pro Woche		Programm „Pflege“	+		Maske 2 – Nährmaske mit Kaviarextrakt

ab 45 Jahre

Zyklus I	Tag 1:		Programm „Pflege“	+		Maske 1 – Feuchtigkeitsspendend und reinigend
	Tag 2:		Programm „Pflege“	+		Maske 2 – Nährmaske mit Kaviarextrakt
	Tag 3:		Programm „Pflege“	+		Maske 3 – Anti-Age – Gesichtsmaske mit Extrakt aus Schwalbennest
einmal täglich, Zyklus 4 Mal wiederholen						
Zyklus II	1 Mal pro Woche		Programm „Pflege“	+		Maske 1 – Feuchtigkeitsspendend und reinigend
	1 Mal pro Woche		Programm „Pflege“	+		Maske 3 – Anti-Age – Gesichtsmaske mit Extrakt aus Schwalbennest

Fragen und Antworten

Wie oft sollte ich die Behandlung mit dem DiaDENS-Kosmo durchführen?

Zu Beginn sollte man 4–6 Mal täglich eine Behandlung zur „Sättigung“ durchführen, dann kann man zu einer „unterstützenden“ Anwendung 1–2 Mal pro Woche übergehen.

Muss man bei der Behandlung die Gesichtsmasken mit der kosmetischen Lösung unbedingt anwenden?

Ja, unbedingt. Die Einwegmaske hat dabei eine doppelte Funktion: Zum einen dient sie als hydrophile Auflage, die zusammen mit der Elektrode für eine gleichmäßige Einwirkung der elektrischen Impulse auf die ganze Gesichtsoberfläche sorgt.

Zum anderen liefert die Feuchtigkeitsmaske viel Nährstoffe, was die Behandlung noch wirksamer macht. Außerdem können die Kosmetiklösungen genau auf den Hauttyp und das Behandlungsziel abgestimmt werden.

Wie lege ich die kosmetische Maske und die Elektrode richtig auf das Gesicht auf?

Zuerst wird die kosmetische Maske auf das Gesicht aufgelegt und sorgfältig glattgestrichen. Danach wird die Elektrode aufgelegt. Dabei gilt: Es ist nicht notwendig, dass die Elektrode dicht auf der gesamten Oberfläche der kosmetischen Maske aufliegt.

Es genügt, wenn die Elektrode flächig auf das ganze Gesichtsoval aufgelegt wird.

Kann man den DiaDENS-Kosmo auch anwenden, wenn man zu Allergien neigt?

Ja, das kann man, aber nur nach einem Allergietest. Dazu macht man einen kleinen Einschnitt (1–2 mm) in die Verpackung der Maske und drückt einen Tropfen Kosmetiklösung auf die Innenseite des Unterarms. Wenn sich die Haut an dieser Stelle innerhalb von 1–24 Stunden nach Auftragen des Tropfens rötet, haben Sie vielleicht eine individuelle Unverträglichkeit gegenüber einer der Komponenten der Kosmetiklösung und sollten diese Gesichtsmaske nicht anwenden.

In der Bedienungsanleitung wird empfohlen, das Gerät an der Außenseite des Unterarms zu befestigen. Kann man das Gerät auch an der Innenseite des Unterarms zu befestigen?

Die Manschette des Geräts ist die Elektrode, deshalb wird empfohlen, das Gerät an die Außenseite des Unterarms zu befestigen, da diese im Gegensatz zur Innenseite weniger empfindlich und damit sicherer ist. Falls die Manschette für die Befestigung am Unterarm zu kurz ist, kann sie auch an der Außenseite des Handgelenks befestigt werden.

Wie kann ich die Gesichtshaut optimal auf die Behandlung mit dem DiaDENS-Kosmo vorbereiten?

Vor der Behandlung entfernen Sie bitte Kosmetik und Make-up und waschen das Gesicht gründlich unter fließendem Wasser. Das ist notwendig, weil zur Behandlung Gesichtsmasken angewendet werden, die verschiedene aktive kosmetische Komponenten enthalten. Diese Komponenten sind aufeinander abgestimmt, jedoch nicht auf Verträglichkeit mit aktiven Komponenten anderer Kosmetika getestet.

Nach Abschluss der Behandlung waschen Sie das Gesicht noch einmal unter fließendem Wasser.



tel. +420 353 549 285

www.denascorp.ru

www.denas-health.com www.denasworld.com